

sanitas

SBM 18



TESTMAGAZIN - URTEIL	
SANITAS SBM 18	
SEHR GUT	92,0 %
Blutdruckmessgerät im Onlinetest www.etm-testmagazin.de	08/2018

SBM 18 Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Leicht lesbares Display

4 x 30 Speicherplätze

Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Manschetten-Sitzkontrolle: zeigt an, ob die Manschette straff genug angelegt ist

Medizinprodukt

Manschettengröße: 22 - 36 cm

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Produktmaße (L/B/H):
112 x 110 x 58 mm

Produktgewicht: ca. 219 g (ohne Batterien)

2 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65425 2

Art.-Nr.: 654.25

SBM 18 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Easy-to-read display

4 x 30 memory spaces

Classification of values with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Cuff wrapping guide: indicates if the cuff is wrapped tightly enough

Medical product

Cuff size: 22 - 36 cm

Date and time

Automatic switch off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage bag included

Incl. 4 x 1.5V AA batteries

Product measurements (L/W/H):
112 x 110 x 58 mm

Product weight: approx. 219 g (without batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 65425 2

Item no.: 654.25