

sanitas

SFT 01/1

**SFT 01/1****Digitales
Fieberthermometer**

Digitales Fieberthermometer

Großes Display

3-stellige Anzeige

Ohne Glas

Quecksilberfrei

100% wasserdicht

Desinfektionsfähig

Messgenauigkeit $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
(zwischen $35,5^{\circ}\text{C}$ und 42°C)

Signalton bei Messende

Speicherung des zuletzt gemessenen Wertes

Abschaltautomatik

Mit Schutzhülle

Mit Batteriewechselanzeige

Batterie im Lieferumfang enthalten

2 Jahre Garantie

Versandeinheit: 20

EAN-Nr.: 42 11125 79136 0

Art.-Nr.: 791.36

SFT 01/1**Digital thermometer**

Digital thermometer

Large display

3-digit display

Without glass

Mercury free

100% waterproof

Can be disinfected

Measurement accuracy $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
(between 35.5°C and 42°C)

Audible signal when measuring stops

Storage of the last measured value

Automatic switch off

With storage case

Battery changing indicator

Battery included in the scope of delivery

2 years guarantee

Shipping unit: 20

EAN no.: 42 11125 79136 0

Item number: 791.36