

# SANITAS



SBC 15

## SBC 15 Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Übersichtliches LCD-Display

Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

2 x 60 Speicherplätze

Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Medizinprodukt

Manschettengröße für Handgelenksumfänge 14,0 - 19,5 cm

Datum und Uhrzeit /Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Mit praktischer Aufbewahrungsbox

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

Produktmaße (L/B/H):  
84 x 60 x 29 mm

2 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65045 2

Art.-Nr.: 650.45

## SBC 15 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on wrist

Clearly arranged LCD display

Average of all saved measured values and morning and evening blood pressure for the last 7 days

2 x 60 memory spaces

Classification of measurements with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Cuff size for wrist circumference 14.0 - 19.5 cm

Date and time / Automatic switch-off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage box

Incl. 3 x 1.5V batteries AAA

Product measurements (L/W/H):  
84 x 60 x 29 mm

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65045 2

Item no.: 650.45