

sanitas



SIL 45



SIL 45 Infrarot-Wärmestrahler

Keramik Glasscheibe

Exklusives Design

Timer einstellbar 1-15 Min.;
mit Abschaltautomatik

Stufenlos verstellbarer Schirm

300 Watt / 220-240 V 50-60 Hz

Bestrahlungsfeld: 30 x 40 cm

Produktmaße: 270 x 285 x 195 mm

Produktgewicht: ca. 1,4 kg

2 m Kabel

Kabelaufwicklung

Selbstständiger Röhrenwechsel möglich

Mit Lüftung

Überhitzungsschutz

Medizinprodukt

2 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 42 11125 61920 6

Art.-Nr.: 619.20

SIL 45 Infrared lamp

Ceramic glass

Exclusive design

Timer adjustable 1-15 min;
with automatic switch off

Infinitely adjustable shade

300 watt / 220-240 V 50-60 Hz

Area of radiation: 30 x 40 cm

Product measurements: 270 x 285 x 195 mm

Product weight: approx. 1.4 kg

2 m cord

Cord winder

Exchange of tubes possible

With fan

Overheating protection

Medical product

2 year guarantee

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN No: 42 11125 61920 6

Item no.: 619.20