

sanitas

SEM 43

DIGITAL EMS/TENS



Transkutane
elektrische Nerven-
stimulation (TENS)



Elektrische
Muskelstimulation
(EMS)



Entspannende
Massage



Elektrische Muskelstimulation (EMS) -
für Muskeltraining und -regeneration

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) -
zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung

Massage - für Entspannung und Wohlbefinden

2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden

44 vorprogrammierte Anwendungen (EMS/TENS/Massage)

6 individualisierbare Programme (EMS/TENS)

"Doctor's-Function": zur idealen Abstimmung auf Ihr persönli-
ches Therapieprogramm

Timer-Funktion (5-100 Minuten einstellbar)

Sicherheitsabschaltung

Ausgangsstrom: max. 200 mA p-p (500 Ohm)

Ausgangsfrequenz: 1-150 Hz

Pulsbreite: 50-450 µs pro Puls

Impulsform: biphasische Rechteckimpulse

Inklusive 3 x AAA Batterien

Medizinprodukt

Produktmaße: 135 x 66 x 29 mm

Produktgewicht: ca. 107 g

2 Jahre Garantie

Versandereinheit: 4

Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 66130 4

Art.-Nr.: 661.30

Electronic muscle stimulation (EMS) -
for muscle training- and regeneration

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) -
medicine- and side effect-free pain-relief

Massage - for relaxation and well-being

2 separately adjustable channels with 4 self-adhesive electrodes

44 pre-programmed applications (EMS/TENS/Massage)

6 individualizable programs (EMS/TENS)

"Doctor's-Function": ensuring ideal coordination to your per-
sonal therapy programme

Timer function (adjustable between 5-100 minutes)

Safety switch-off

Output current: max. 200 mA p-p (500 Ohm load)

Output frequency: 1-150 Hz

Pulse width: 50-450 µs per pulse

Pulse form: dual phase square pulses

3 x AAA batteries included

Medical product

Product measurements: 135 x 66 x 29 mm

Product weight: approx. 107 g

2 year guarantee

Sales unit: 4

Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 66130 4

Item no.: 661.30